



Scintigrafia delle Ghiandole Salivari

L'indagine si basa sull'acquisizione dinamica di immagini dopo somministrazione per via endovenosa di Tc-99m pertechnetato, che si fissa a livello delle ghiandole salivari parotidiche e sottomandibolari e quindi viene escreto con la saliva e transita nel cavo orale. Si tratta di un esame che fornisce informazioni sulla funzionalità delle ghiandole salivari. E' possibile utilizzare uno stimolo della secrezione salivare (somministrazione di succo di limone).

Principali indicazioni

- scialoadeniti croniche;
- valutazione della funzionalità delle ghiandole salivari nelle malattie autoimmuni (Sindrome di Sjogren);
- esiti di trattamenti radianti.